

Integrador para el

OPTOcare®

Gasas estériles que contienen Ácido glicirretico y extractos vegetales de Glicólico de Equinacea y Ananas sativa.

OPTOcare® está constituido de sustancias con efecto sinérgico para la higiene y el bienestar ocular y periorcular



28 gasas estériles



Glicirinato de Amonio
antibacteriano
antiinflamatorio
cicatrizante

Extracto de Equinacea
antibacteriano y antiviral
antiinflamatorio
cicatrizante

Bromelina
antiedema



el bienestar del ojo

LA INNOVACIÓN EN OPTOMETRÍA

Confort Periocular

OPTOcare®

Transtornos oculares debidos a:

- Blefaritis
- Higiene Ocular insuficiente
- Oclusión del conducto lagrimal
- Alergia
- Irritación e inflamación palpebral



Signos y Sintomas

- Párpados enrojecidos
- Hinchazón palpebral y periocular
- Abrusiones y descamaciones de los párpados
- Ardor y enrojecimiento ocular después de eliminar el maquillaje
- Orzuelo o calacio

Beneficios de OPTOcare®

- Ejerce una actividad detergente, emoliente, calmante y descongestionante a nivel ocular y periocular



Modo de uso

Después de haberse lavado cuidadosamente las manos, aplicar la gasa delicadamente sobre la zona afectada hasta conseguir la limpieza adecuada, en caso de que haya unas secreciones persistentes u oclusión del conducto lagrimal, se aconseja calentar el sobre cerrado en agua caliente durante unos minutos (40 °) y luego usar la gasa como una compresa caliente frotando con suavidad la zona afectada.

En el caso de flogosis (INFLAMACION PATOLOGICA) se aconseja enfriar los sobres cerrados en el refrigerador durante unas horas y luego utilizar como una compresa fría durante varios minutos.



el bienestar del ojo